

Gel conductor PREMIUM especial IPL Ultrasonidos incoloro y sin perfume 1000ml

[Ver producto](#)



11,80 €

Gel conductor para tratamientos con equipos médico-estéticos como ipl, ultrasonidos, cavitación,... Incoloro · Hidrosoluble · Sin perfume · No engrasa · Se extiende fácil y uniforme

[Añadir al carrito](#)

Descripción

Gel conductor incoloro especial para uso en equipos médicos y estéticos(láser, ipl, ultrasonidos,...). Acondiona la piel sensible durante el tratamiento y aumenta el deslizamiento entre la misma y el aparato.

Sin colorante ni perfume. No engrasa, no daña el transductor, no irrita la piel.

Se presenta en envase muy manejable, con dosificador incorporado que permite la aplicación directa y controlada del producto. Textura homogénea gelatinosa que se extiende uniformemente.

DERMATOLÓGICAMENTE TESTADO

Composición: Aqua, Glicerín, Triethanolamine, Carbomer, DMDM Hydantoin

SKU: 8436562008772

Categorías: [*** CORPORAL ***](#), [Cosmética para tratamientos](#), [Cuidado de la piel](#), [Depilación](#), [Marcas](#), [MOI profesional](#)

Etiquetas: [belleza](#), [conductor](#), [cosmetica](#), [cuerpo](#), [depilacion](#), [fisioterapia](#), [gel](#), [laser](#), [luz pulsada](#), [piel](#), [piernas](#), [profesional](#), [ultrasonidos](#), [vello](#)

Información adicional

1_MARCA: MOI Profesional

2_FORMATO: 1000 ML

3_INGREDIENTES: Aqua, Glicerín, Triethanolamine, Carbomer, DMDM Hydantoin

4_EAN: 8436562008772

5_MODO DE EMPLEO: Aplicar sobre la piel a tratar formando una capa uniforme, al finalizar el tratamiento, retirar con una toalla.

6_PRECAUCIONES: Evitar contacto con los ojos, heridas abiertas y mucosas. Si esto ocurre, aclarar inmediatamente con abundante agua. Sólo para uso profesional. Manténgase fuera del alcance de los niños. Uso externo.